

CHECKLIST: VEILIG WERKEN MET DE TILLIFT

Deze checklist is bedoeld om het veilig werken met tilliften te stimuleren en de zorgmedewerker (mantelzorger) een overzicht te bieden van de belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van tilliften.

Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

De gebruiker van de tillift is te allen tijde verantwoordelijk voor het op de juiste manier gebruiken van de tillift.

Deze checklist beoogt niet volledig maar behulpzaam te zijn en zal worden aangepast indien gebruiksvoorschriften van tilliften en gebruikerservaringen daar aanleiding toe geven.

Werk altijd volgens de gebruiksaanwijzing van de tillift en met een goedgekeurde tillift
Voer de tilhandeling uit zoals bij indicatie voor de tillift is vastgesteld. Vraag bij twijfel of verandering van de situatie advies van een deskundige.
Zorg dat je de vaardigheden voor het werken met de specifieke tillift beheerst voordat je een tilhandeling met de tillift uitvoert
Verplaatsen met de tillift is een risicovolle handeling: werk met volle aandacht, laat je niet afleiden

Controleer voor iedere tilhandeling de tillift, de tilband en andere tilaccessoires op correct gebruik en functioneren	Voor uitvoeren tilhandeling	
	Gebruiker	Gedeeltelijk overdraagbaar aan eigenaar, mits belegd in beleid
Algemene kenmerken tillift en geschiktheid voor tilhandeling		
Is het maximaal acceptabele gewicht van - tillift - tulband - tiljuk - toereikend Zwakste schakel bepaalt	ja	ja
Is de combinatie van de tillift en de tilband toegestaan	ja	ja
Kan de tillift recht boven de zorgvrager komen bij begin + einde van de transfer	ja	ja
Is de verplaatsing zo kort mogelijk, zonder obstakels (drempels, tapijten) en met voldoende bewegingsruimte uit te voeren	ja	ja
Is de nooddaalfunctie bekend	ja	ja
Dagelijkse controle tillift		
Visuele controle tillift: o.a. kunststof onderdelen, bevestigingspunten, schroeven/moeren goed vast	ja	x
Tiljuk goed bevestigd en vrij draaiend	ja	x
Wielen vrij draaiend	ja	x
Geen vreemde geluiden	ja	x
Accu voldoende opgeladen	ja	x
Testen functies: heffen/dalen, spreiden onderstel, noodstop	ja	x
Controle tilband voor iedere tilhandeling		
Is de tilband volledig (baleinen)	ja	x
Is het label leesbaar, controle gewicht en keuring	ja	ja
Is de tilband (koorden/ veiligheidsbanden) inclusief clips of lussen niet beschadigd	ja	x

Tijdens het uitvoeren van de tilhandeling		
Werk met volle aandacht, laat je niet afleiden	ja	x
Bevestig de tilband aan het tiljuk volgens de voorschriften in de gebruiksaanwijzing	ja	X
Start de tilhandeling totdat de banden op spanning komen, stop en controleer de bevestiging van de banden aan het tiljuk	ja	X
Dubbel-check de bevestiging iedere keer als het gewicht van de draagbanden af is geweest	ja	X
Zet - vanwege kantelgevaar - geen kracht op de zorgvrager of de tillift als de lift niet recht boven de plaats van bestemming kan komen	ja	x
Haal de spanning volledig van de banden af voordat de banden worden losgemaakt	ja	x
Blijf alert op de geschiktheid van de tillift en tilband voor de zorgvrager. Geef veranderingen tijdig door en meld bijna ongevallen om gevaarlijke situaties te voorkomen.	ja	x